

# Inhalatie-instructie

## Dagelijks gebruik




- 1 Houd de inhalator rechtop met de kap gesloten.

Draai de houder in de richting van de rode pijlen op het etiket, totdat deze klikt (een halve draai).



- 2 Open de kap totdat deze helemaal opengeklapt is.
- 3 De inhalator is nu klaar voor gebruik.



- 1 Adem langzaam en volledig uit, niet in de inhalator.
- 2 Plaats mondstuk tussen de tanden met de lippen eromheen. Zorg dat de luchtgaten vrij blijven.
- 3 Inhaleer met een langzame en diepe teug, druk bij het begin van de inademing op de ontspanner en blijf zo lang als u kunt langzaam inademen.
- 4 Houd de adem 10 tellen vast of zolang als comfortabel is en neem intussen de inhalator uit de mond.
- 5 Adem rustig uit en sluit de kap.
- 6 Herhaal vanaf punt 1 van 'Dagelijks gebruik' voor een tweede inhalatie om een volledige dosering binnen te krijgen.